



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt:

SALVEQUICK WUNDREINIGER
REFILL

Referenznummer: 323700



1. Allgemeine Beschreibung

Sterile, einzeln verpackte, in eine Wundreinigungsflüssigkeit getränkte Tücher aus Vlies. Die Tücher sind in einer gut versiegelten Folie verpackt, die ein Auslaufen verhindert und Sterilität garantiert. Die einzeln verpackten Tücher befinden sich in einer Refill-Schachtel.

2. Verwendungszweck

Salvequick Wundreiniger dient der mechanischen Reinigung kleinerer Wunden bei Nichtvorhandensein von sauberem Leitungswasser.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Einzelpackung	(L x B) cm:	6 x 6
Tuch	(L x B) cm:	12 * 11
Schachtel	(L x B x H) cm:	6 x 6 x 8

Material

Tuch:	Weißes Tuch aus Vlies
Folie:	Schicht aus Papier/Aluminium/Surlyn® mit Aufdruck
Flüssigkeit:	Physiologische Kochsalzlösung

4. Sterilisierung

Sterilisierungsmethode: Bestrahlung

5. Zusammensetzung

Konsumentenverpackung

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge</u>
3239	Salvequick Wundreiniger Einzelpackungen	20

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	20
Abmessungen (L x B x H) cm:	33 x 14 x 16
Gewicht (kg):	1,9



PRODUKTSPEZIFIKATION



6. Kennzeichnung

Produkt (Einzelpackung)

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer=Verfalldatum, Verfalldatum
Symbole: CE +NB#, STERILE R, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Symbole: CE +NB#, STERILE, LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge
Symbole: LOT, USE BY

7. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

8. Zubehör

Zur Verwendung dieses Produkts ist kein Zubehör notwendig.

Genehmigt:

QA&RA Mgr
Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou, E-
Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE
Datum: 22.12.2010 08:26:20 +01'00'